




**1 X
SCISSORS**




**3 X
PIN 38MM**



**2 X
VINYL GLOVES**



**1 X
SAFE KISS**



<p>UK</p> <p>SCISSORS Intended use: Used to cut bandages, gauze, dressings or other small first aid devices. Warning! Keep away from children.</p>	<p>SAFETY PIN not medical device</p>	<p>VINYL GLOVES Intended use: Wash your hands thoroughly with soap and water before putting on the gloves. Inspect the gloves for any signs of damage, such as holes or tears. If you find any damage, discard the gloves and use a new pair. Put on the gloves one at a time, starting with the dominant hand. Pull the glove over your hand and wrist, making sure that it is snug but not too tight. Repeat step 3 with the non-dominant hand. To remove the gloves, start by pulling back the cuff of the glove on the dominant hand. Peel the glove off your hand, turning it inside out as you go.</p>	<p>SAFE KISS Intended use: Mouth-to-mouth resuscitation mask, for single use. Instruction for use: Completely clear the airway, place one hand on the forehead and 2 fingers of your other hand under the tip of the chin. Tilt the head back slightly. Place the mask on the patient's mouth and keep the nose closed. Ventilate twice through the patient's mouth and check the victim's breathing. Alternate ventilation with cardiac compression in a rhythm of 2 breaths and 30 cardiac compressions.</p>
<p>DE</p> <p>SCHERE Verwendungszweck: Zum Schneiden von Bandagen, Mullkompressen, Verbänden oder anderen kleinen Erste-Hilfe-Vorrichtungen. Warnung! Für Kinder unzugänglich aufbewahren.</p>	<p>SICHERHEITSNADEL Kein Medizinprodukt.</p>	<p>VINYLHANDSCHUHE Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife, bevor Sie die Handschuhe anziehen. Überprüfen Sie die Handschuhe auf Anzeichen von Beschädigungen, wie Löcher oder Risse. Wenn Sie eine Beschädigung feststellen, entsorgen Sie die Handschuhe und verwenden Sie ein neues Paar. Ziehen Sie die Handschuhe nacheinander an, beginnend mit der dominanten Hand. Ziehen Sie den Handschuh über Ihre Hand und Ihr Handgelenk und achten Sie darauf, dass er gut sitzt, aber nicht zu eng ist. Wiederholen dies dann mit der nicht-dominanten Hand. Um die Handschuhe auszuziehen, ziehen Sie zunächst die Manschette des Handschuhs an der dominanten Hand zurück. Ziehen Sie den Handschuh von Ihrer Hand ab und drehen Sie ihn dabei auf links.</p>	<p>MUND-ZU-MUND MASKE Bestimmungsgemäße Verwendung: Mund-zu-Mund-Beatmungsmaske, zum einmaligen Gebrauch. Anweisung zur Verwendung: Machen Sie die Atemwege vollständig frei, legen Sie eine Hand auf die Stirn und 2 Finger der anderen Hand unter die Kinnspitze. Neigen Sie den Kopf leicht nach hinten. Setzen Sie die Maske auf den Mund des Patienten und halten Sie die Nase geschlossen. Atmen Sie zweimal durch den Mund des Patienten und überprüfen Sie die Atmung des Opfers. Wechseln Sie die Beatmung mit der Herzdruckmassage in einem Rhythmus von 2 Atemzügen und 30 Herzdruckmassagen ab.</p>
<p>FR BE</p> <p>CISEAUX Utilisation prévue : Utilisés pour couper des bandes, des gazes, des pansements ou d'autres petits dispositifs de premiers secours. Attention ! A conserver hors de portée des enfants.</p>	<p>Épingles à nourrice N'est pas un dispositif médical.</p>	<p>GANTS EN VINYLE Utilisation prévue : Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon avant d'enfiler les gants. Inspectez les gants pour détecter tout signe de détérioration, comme des trous ou des déchirures. Si vous trouvez des dommages, jetez les gants et utilisez une nouvelle paire. Enfilez les gants un par un, en commençant par la main dominante. Tirez le gant sur votre main et votre poignet, en veillant à ce qu'il soit bien ajusté, mais pas trop serré. Répétez l'étape 3 avec la main non dominante. Pour retirer les gants, commencez par tirer la manchette du gant de la main dominante vers l'arrière. Retirez le gant de votre main en le tournant à l'envers.</p>	<p>SAFE KISS Utilisation prévue : Masque de réanimation bouche-à-bouche, à usage unique. Mode d'emploi : Dégagez complètement les voies respiratoires Placez une main sur le front et 2 pouces de l'autre main sous la pointe du menton. Inclinez légèrement la tête vers l'arrière. Placez le masque sur la bouche du patient et maintenez le nez fermé. Ventilez deux fois par la bouche du patient et vérifiez la respiration de la victime. Alternez ventilation et compression cardiaque au rythme de 2 respirations et 30 compressions cardiaques.</p>
<p>NL BE</p> <p>SCHAAR Beoogd gebruik: Te gebruiken voor het knippen van verbanden, gaasjes, kompressen of andere eerste hulp middelen. Waarschuwing! Buiten bereik van kinderen houden.</p>	<p>VEILIGHEIDSPELD Geen medisch hulpmiddel.</p>	<p>VINYL HANDSCHOENEN Beoogd gebruik: Was uw handen grondig met water en zeep voordat u de handschoenen aantrekt. Controleer de handschoenen op tekenen van beschadiging, zoals gaten of scheuren. Als u schade aantreft, gooi de handschoenen dan weg en gebruik een nieuw paar. Doe de handschoenen één voor één aan, te beginnen met de dominante hand. Trek de handschoen over uw hand en pols en zorg ervoor dat deze strak zit, maar niet te strak. Herhaal deze stap met de niet-dominante hand. Om de handschoenen uit te trekken, trek u eerst de manchet van de handschoen op de dominante hand naar achteren. Trek de handschoen van uw hand en keer hem binnenste buiten.</p>	<p>SAFE KISS Beoogd gebruik: Mond-op-mondbeademingsmasker, voor eenmalig gebruik. Gebruiksaanwijzing: Maak de luchtweg volledig vrij. Plaats één hand op het voorhoofd en 2 vingers van uw andere hand onder de punt van de kin. Kantel het hoofd iets naar achteren. Plaats het masker op de mond van de patiënt en houd de neus gesloten. Beadem twee keer door de mond van de patiënt en controleer de ademhaling van het slachtoffer. Wissel beademing af met hartmassage in een ritme van 2 ademhalingen en 30 hartmassage.</p>
<p>PL</p> <p>NOŻYCYKI Przeznaczenie: Stosowane do cięcia bandażu, gazy, opatunków lub innych małych wyrobów pierwszej pomocy. Ostrzeżenie! Przechowywać poza zasięgiem dzieci.</p>	<p>AGRAFKA To nie jest urządzenie medyczne, służy wyłącznie do użytku promocyjnego.</p>	<p>RĘKAWICZKI WINYLOWE Przeznaczenie: Przed założeniem rękawiczek należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem. Należy sprawdzić, czy rękawiczki nie noszą śladów uszkodzeń mechanicznych, takich jak dziury lub rozdzierania. W przypadku uszkodzonych rękawiczek, należy zutilizować je i użyć nowej pary. Rękawiczki należy zakładać pojedynczo, zaczynając od ręki dominującej. Rękawiczki naciągamy na dłoń i nadgarstek, upewniając się, że są dobrze dopasowane, ale nie zbyt ciasne. Aby zdjąć rękawiczki, należy zacząć od odciążenia mankietu rękawiczki na dłoń dominującej. Rękawiczki ściągamy z dłoni wywracając je na lewą stronę.</p>	<p>MASECZKA DO RESUSCYTACJI Przeznaczenie: Maseczka do resuscytacji metodą usta-usta, do jednorazowego użytku. Instrukcja użycia: Najpierw należy całkowicie oczyścić drogi oddechowe. Umieszczamy jedną dłoń na czole, a 2 palce drugiej dłoni pod czubkiem brody, oraz lekko odchyłamy głowę do tyłu. Następnie umieszczamy maskę na ustach poszkodowanego i zatknijmy nos. Następnie wykonujemy dwa oddechy przez usta poszkodowanego oraz sprawdzamy jego oddech. Należy naprzemiennie prowadzić wentylację (oddechy przez usta) i uciskać klatkę piersiową w rytmie 2 wdechy na 30 uciśnień klatki piersiowej.</p>
<p>CZ</p> <p>NŮŽKY Určené použití: Používají se ke stříhání obvazů, gázy, krytí na rány nebo jiných drobných prostředků první pomoci. Varování! Uložte na místo chráněné před dětmi.</p>	<p>BEZPEČNOSTNÍ SPONNA Nejedená se o zdravotnický prostředek.</p>	<p>VINYLOVÉ RUKAVICE Určené použití: Před nasazením rukavic si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem. Zkontrolujte, zda rukavice nevykazují známky poškození, například díry nebo nadržiny. Pokud zjistíte jakékoli poškození, rukavice vyhodte a použijte nový pár. Rukavice si nasazujte postupně, začněte dominantní rukou. Přetáhněte si rukavici přes ruku a zápěstí a ujistěte se, že je těsná, ale ne příliš. Krok 3 opakujte s nedominantní rukou. Chcete-li rukavice sundat, začněte tím, že stáhnete manžetu rukavice na dominantní ruce. Sundejte rukavici z ruky a otočte ji naruby.</p>	<p>RESUSCITAČNÍ MASKA Určené použití: Maska pro resuscitaci z úst do úst, pro jednorázové použití. Návod k použití: uvolněte dýchací cesty, jednu ruku položte na čelo a 2 prsty druhé ruky pod špičku brady. Mírně zakloňte hlavu pacienta dozadu. Nasadte masku na ústa pacienta a držte nos zavřený. Dvakrát vdechněte vzduch ústami pacienta a zkontrolujte dýchání. Strídajte ventilaci se srdečními kompresí v rytmu 2 věšchů a 30 středních kompresí.</p>
<p>SK</p> <p>NOŽNICE Zamýšľané použitie: Strihanie obväzov, gázy, obväzov alebo iných malých materiálov prvej pomoci. Varovanie! Uchovávajte mimo dosahu detí.</p>	<p>BEZPEČNOSTNÁ SPONNA Nejedená sa o zdravotnícky prostriedok.</p>	<p>VINYLOVÉ RUKAVICE Určené použitie: Pred nasadením rukavic si dôkladne umyte ruky vodou a mydlom. Zkontrolujte, či rukavice nevykazujú známky poškodenia, napríklad diery alebo nadržiny. Pokiaľ zistíte akékoľvek poškodenie, rukavice vyhodte a použijte nový pár. Rukavice si nasadzujte postupne, začnite dominantnou rukou. Pretiahnite si rukavicu cez ruku a zápästie a uistite sa, že je tesná, ale nie príliš. Krok 3 opakujte s nedominantnou rukou. Ak chcete rukavice zložiť, začnite tým, že stiahnete manžetu rukavice na dominantnú ruku. Zložte rukavicu z ruky a otočte ju naruby.</p>	<p>RESUSCITAČNÁ MASKA Určené použitie: Masku na resuscitáciu z úst do úst, na jednorazové použitie. Návod na použitie: uvoľnite dýchacie cesty, jednu ruku položte na čelo a 2 prsty druhej ruky pod špičku brady. Mierne zakloňte hlavu pacienta dozadu. Nasadte masku na ústa pacienta a držte nos zatvorený. Dvakrát vdychnite vzduch ústami pacienta a skontrolujte dychanie. Striedajte ventiláciu so srdcovou kompresiou v rytme 2 vdychov a 30 srdcových kompresí.</p>
<p>ES</p> <p>TIJERAS Usó previsto: Se usan para cortar vendajes, gasas, apósitos u otros pequeños materiales de primeros auxilios. (Advertencial) Mantener fuera del alcance de los niños.</p>	<p>IMPERDIBLE No es un dispositivo médico.</p>	<p>GUANTES DE VINILO Usó previsto: Lavar bien las manos con agua y jabón antes de ponerse los guantes. Inspecciona los guantes para detectar cualquier signo de daño, como agujeros o desgarros. Si se encuentran algún daño, desecha los guantes y utiliza un par nuevos. Ponte los guantes de uno en uno, empezando por la mano dominante. Tira del guante sobre la mano y la muñeca, asegurándote de que queda ceñido pero no demasiado apretado. Repite el paso 3 con la mano no dominante. Para quitarlos los guantes, empieza tirando hacia atrás del puño del guante de la mano dominante. Desprende el guante de la mano, volviéndolo del revés a medida que avanza.</p>	<p>MÁSCARA BOCA A BOCA Usó previsto: Mascarilla de reanimación boca a boca, de un solo uso. Instrucciones de uso: Despeja completamente las vías respiratorias Coloca una mano sobre la frente y 2 dedos de la otra mano bajo la punta de la barbilla. Inclina ligeramente la cabeza hacia atrás. Coloca la mascarilla en la boca del paciente y mantén la nariz cerrada. Ventila dos veces por la boca del paciente y comprueba la respiración de la víctima. Alterna la ventilación con compresiones cardíacas a un ritmo de 2 respiraciones y 30 compresiones cardíacas.</p>
<p>IT</p> <p>FORBICI Usó previsto: Usate per tagliare bende, garze, medicazioni o altri piccoli dispositivi di primo soccorso. Attenzione! Tenere fuori dalla portata dei bambini.</p>	<p>SPILLA DI SICUREZZA Non è un dispositivo medico.</p>	<p>GUANTI IN VINILE Usó previsto: Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone prima di indossare i guanti. Ispezionare i guanti per individuare eventuali segni di danni, come buchi o strappi. Se ci sono dei danni, scartare i guanti e utilizzarne un paio nuovo. Indossare i guanti uno alla volta, iniziando dalla mano dominante. Tirare il guanto sulla mano e sul polso, assicurandosi che sia aderente ma non troppo. Ripetere il passo 3 con la mano non dominante. Per togliere i guanti, iniziare tirando indietro il polsino del guanto della mano dominante. Sfilare il guanto dalla mano, girandolo al rovescio.</p>	<p>SAFE KISS Usó previsto: Maschera di rianimazione bocca a bocca, monouso. Istruzioni per l'uso: Liberare completamente le vie respiratorie Posizionare una mano sulla fronte e 2 dita dell'altra mano sotto la punta del mento. Inclinare leggermente la testa all'indietro. Posizionare la maschera sulla bocca del paziente e tenere il naso chiuso. Ventilare due volte attraverso la bocca del paziente e controllare la respirazione della vittima. Alternare la ventilazione con la compressione cardiaca a un ritmo di 2 respiri e 30 compressioni cardiache.</p>
<p>SE</p> <p>SAX Avsedd användning: Används för att klippa bandage, gasväv, förband eller andra små första hjälpen-årcordningar. Varning! Håll borta från barn.</p>	<p>SÄKERHETSNADEL Ej medicinteknisk produkt.</p>	<p>VINYLHANDSKAR Avsedd användning: Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten innan du tar på dig handskarna. Inspektera handskarna efter tecken på skador, t.ex. hål eller revor. Om du hittar några skador ska du kassera handskarna och använda ett nytt par. Ta på dig handskarna en i taget och börja med den dominerande handen. Dra handskan över handen och handleden och se till att den sitter åt ordentligt men inte för hårt. Upprepa steg 3 med den ickedominanta handen. För att ta av handskarna börjar du med att dra tillbaka manschettens på handskan på den dominerande handen. Dra av handskan från handen och vänd den ut och in under tiden.</p>	<p>MUN MOT MUN-MASK Avsedd användning: Mun-mot-mun-mask för återupplivning, för engångsbruk. Instruktion för användning: Töm luftvägarna helt. Placera en hand på pannan och med den andra handen, 2 fingrar under nakspetsen. Luta huvudet något bakåt. Placera masken på patientens mun och håll näsan stängd. Ventilera två gånger genom patientens mun och kontrollera andningen. Varva ventilation med hjärtkompressioner i en rytm av 2 andningsår och 30 hjärtkompressioner.</p>