


First Aid Kit P265.411



Dazhang Summed Healthcare Corporation
Address: No.1 Be Erman, 21220,
Danzang City, Jiangsu Province, China
IC Representative:
Helen Sheeha International Holding
Corporation GmbH Europe
Address: Lillienfeld-Str. 20/217 Hamburg Germany

Lange Kleiweg 6-28, 2288 GK Rijswijk, the Netherlands

1X PBT BANDAGE 7.5CM X 4M 1X FIRST AID DRESSING BANDAGE




4X ALCOHOL PAD 3X6CM




10X ADHESIVE BANDAGE 72 X 19MM



1X TRIANGULAR BANDAGE 96CM X 96CM X 136CM




1 X NON-WOVEN ADHESIVE TAPE 1,25 CM X 5Y




UK	<p>PBT BANDAGE Intended use: Used to keep compresses or other medical dressings in place or to fixate compresses or other medical dressings. Instruction for use: Wrap the bandage around the compress or dressing. Do not apply excessive pressure. Place the end under the lower layers or use the adhesive tape to fixate the bandage. Warning! For single use only. Non-sterile. Store in a cool and dry place. Do not apply directly onto the wound or injured skin. Release the bandage to reduce the pressure in case of discomfort.</p>	<p>ALCOHOL PAD Intended use: Used to clean the skin and the area around minor wounds. Instruction for use: Clean the wound from the centre outwards to avoid getting bacteria into the wound. Throw the cleansing wipe away after use. Warning! For single use only. Do not use if the package is damaged. Avoid contact with the eyes. Store in a cool and dry place. Use before the expiry date.</p>	<p>ADHESIVE BANDAGE Intended use: To be used on minor wounds or cuts. Instruction for use: Clean the wound and the surrounding skin. Position the wound pad at the wound after the skin is dry. Replace the plaster strip every 24 hours or when it is wet. Warning! For single use only. Store in a cool and dry place. Store below 25 °C. Do not use if the package is damaged. Use before the expiry date.</p>	<p>TRIANGULAR BANDAGE This triangular bandage is a comfortable sling made of soft materials for additional comfort. This provides shoulder and arm support to relieve pain and immobilize the arm.</p>	<p>NON WOVEN ADHESIVE TAPE Intended use: Used to fixate compresses or other medical dressings. Instruction for use: Use the adhesive tape to keep the compress or other medical dressing in place. Do not apply the adhesive tape too tight. Warning! For external use only. Store in a cool and dry place. Store below 25 °C. Keep away from children. Do not apply directly onto the wound or injured skin. Remove the tape if the skin becomes irritated and consult a doctor.</p>
DE	<p>ELASTISCHE FIEBERBINDE Verwendungszweck: Zum Fixieren von Kompressen oder anderen medizinischen Verbänden. Gebrauchsanweisung: Die Fieberbinde um die Komresse oder den Verband wickeln. Keinen Übermäßigen Druck ausüben. Das Ende unter die unteren Schichten schieben oder zur Befestigung der Fieberbind das Heftpflaster verwenden. Warnung! Nur für den Einmalgebrauch. Nicht steril. Kühl und trocken lagern. Nicht direkt auf die Wunde oder Hautverletzungen aufbringen. Bei Beschwerden die Fieberbind lockern, um den Druck zu verringern.</p>	<p>REINIGUNGSTUCH Verwendungszweck: Zum Reinigen der Haut und des Bereichs in der Umgebung kleinerer Wunden. Gebrauchsanweisung: Die Wunde von der Mitte nach außen reinigen, um zu vermeiden, dass Bakterien in die Wunde gelangen. Das Reinigungstuch nach dem Gebrauch wegwerfen. Warnung! Nur für den Einmalgebrauch. Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht verwenden, wenn die Packung beschädigt ist. Kontakt mit den Augen vermeiden. Kühl und trocken lagern. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.</p>	<p>PFLASTERSTRIPS Verwendungszweck: Für kleinere Wunden oder Schnitte. Gebrauchsanweisung: Die Wunde und die umliegende Haut reinigen. Die Haut trocken lassen und das Wundpad auf der Wunde anbringen. Den Pflasterstrip alle 24 Stunden, oder wenn er durchfeuchtet ist, wechseln. Warnung! Nur für den Einmalgebrauch. Kühl und trocken lagern. Unter 25 °C lagern. Nicht verwenden, wenn die Packung beschädigt ist. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.</p>	<p>ARMSCHLINGE Das Armschlinge ist ein komfortables Tragetuch aus weichen Materialien für zusätzlichen Komfort. Das Mittella Plus bietet Unterstützung für Schulter und Arm, um Schmerzen zu lindern und den Arm zu immobilisieren.</p>	<p>HEFTPFLASTER Verwendungszweck: Zum Fixieren von Kompressen oder anderen medizinischen Verbänden. Gebrauchsanweisung: Das Heftpflaster zum Fixieren von Kompressen oder anderen medizinischen Verbänden verwenden. Das Heftpflaster nicht zu fest anbringen. Warnung! Nur zur äußerlichen Anwendung. Kühl und trocken lagern. Unter 25 °C lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht direkt auf die Wunde oder Hautverletzungen aufbringen. Das Heftpflaster entfernen, wenn eine Hautreizung auftritt, und einen Arzt konsultieren.</p>
FR BE	<p>BANDE EXTENSIBLE Utilisation prévue : Utilisée pour maintenir en place des compresses ou autres pansements médicaux ou pour fixer des compresses ou autres pansements médicaux. Mode d'emploi : Enroulez la bande autour de la compresse ou du pansement. N'appliquez pas une pression excessive. Placez l'extrémité sous les couches inférieures ou utilisez le sparadrapp pour fixer la bande. Attention ! À usage unique exclusivement. Non stérile. À conserver dans un endroit frais et sec. N'appliquez pas directement sur la blessure ou la peau blessée. Desserrez la bande pour réduire la pression en cas de gêne.</p>	<p>LINGETTE NETTOYANTE Utilisation prévue : Utilisée pour nettoyer la peau et la zone autour des petites blessures. Mode d'emploi : Nettoyez la plaie du centre vers l'extérieur pour éviter l'entrée de bactéries dans la plaie. Jetez la lingette nettoyante après usage. Attention ! À usage unique exclusivement. À usage externe uniquement. N'utilisez pas si l'emballage est endommagé. Évitez tout contact avec les yeux. À conserver dans un endroit frais et sec. À utiliser avant la date de péremption.</p>	<p>PANSEMENTS ADHÉSIFS Utilisation prévue : À utiliser sur des blessures ou coupures mineures. Mode d'emploi : Nettoyez la plaie et la peau environnante. Placez la partie absorbante centrale sur la plaie quand la peau est sèche. Remplacez le pansement adhésif toutes les 24 heures ou lorsqu'il est mouillé. Attention ! À usage unique exclusivement. À conserver dans un endroit frais et sec. Conservez en dessous de 25 °C. N'utilisez pas si l'emballage est endommagé. À utiliser avant la date de péremption.</p>	<p>BANDAGE TRIANGULAIRE Le Bandage Triangulaire est une écharpe confortable faite de matériaux doux pour plus de confort. Offre un soutien des épaules et des bras pour soulager la douleur et immobiliser le bras.</p>	<p>SPARADRAP Utilisation prévue : Utilisé pour fixer des compresses ou autres pansements médicaux. Mode d'emploi : Utilisez le sparadrapp pour maintenir en place la compresse ou tout autre pansement médical. Ne serrez pas trop le sparadrapp. Attention ! À usage externe uniquement. À conserver dans un endroit frais et sec. Conservez en dessous de 25 °C. À conserver hors de portée des enfants. N'appliquez pas directement sur la blessure ou la peau blessée. Retirez le sparadrapp si la peau est irritée et consultez un médecin.</p>
NL BE	<p>ELASTISCH FIXATIEWINDESEL Beoogd gebruik: Te gebruiken om compressen of andere medische verbanden op hun plaats te houden, of om compressen of andere medische verbanden mee vast te zetten. Gebruiksaanwijzing: Wikkel het windsel rondom het kompres/verband. Pas geen overmatige druk toe. Schuif het einde van het windsel onder de onderste lagen of gebruik de hechtpleister om het windsel mee vast te zetten. Waarschuwing! Voor eenmalig gebruik. Niet steril. Koel en droog bewaren. Plaats het windsel nooit direct op de wond of beschadigde huid. Haal het windsel iets los voor het verminderen van druk bij ongemak.</p>	<p>REINIGINGSDOEKJE Beoogd gebruik: Voor het reinigen van de huid en het gebied rondom kleine wonden. Gebruiksaanwijzing: Veeg met het reinigingsdoekje vanuit het midden naar buiten, zodat er geen bacteriën in de wond terecht komen. Gooi het reinigingsdoekje weg na gebruik. Waarschuwing! Voor eenmalig gebruik. Alleen voor extern gebruik. Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is. Vermijd contact met de ogen. Koel en droog bewaren. Gebruik voor het verstrijken van de expiratedatum.</p>	<p>PLEISTERSTRIPS Beoogd gebruik: Te gebruiken bij kleine wonden of snijwonden. Gebruiksaanwijzing: Maak de wond en de huid rondom de wond schoon. Plaats het pleister op de wond wanneer de huid weer droog is. Vervang de pleister iedere 24 uur of wanneer deze nat is. Waarschuwing! Voor eenmalig gebruik. Koel en droog bewaren. Bewaren onder 25 °C. Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is. Gebruik voor het verstrijken van de expiratedatum.</p>	<p>DRIEHOEKIG VERBAND Dit driehoekig verband is een comfortabele mitella, gemaakt van zachte materialen voor extra comfort. Zorgt voor ondersteuning van de schouder en arm om pijnklachten te verminderen en de arm te immobiliseren.</p>	<p>HECHTPLEISTER Beoogd gebruik: Te gebruiken voor het vastzetten van compressen of andere medische verbanden. Gebruiksaanwijzing: Gebruik de hechtpleister om het kompres of andere medische verbanden op de plaats te houden. Breng de hechtpleister niet te strak aan. Waarschuwing! Voor extern gebruik. Koel en droog bewaren. Bewaren onder 25 °C. Buiten bereik van kinderen houden. Breng de hechtpleister nooit direct aan op de wond of beschadigde huid. Verwijder de hechtpleister wanneer de huid geïrriteerd raakt en raadpleeg een dokter.</p>
PL	<p>OPASKA ELASTYCZNA Przeznaczenie: Stosowany do utrzymywania kompresów lub innych opatrunków medycznych w pożądanym miejscu bądź do unieruchamiania kompresów lub innych opatrunków medycznych. Instrukcja użycia: Owinąć bandaż wokół kompresu lub opatrunku. Nie wywierać nadmiernego nacisku. Umieścić koniec pod dolnymi warstwami lub użyć przyklejaka do unieruchomienia bandaża. Ostrzeżenie! Wyłącznie do jednorazowego użytku. Produkt niesterilny. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nie nakładać bezpośrednio na ranę lub zranioną skórę. W przypadku wystąpienia dyskomfortu poluzować bandaż, aby zmniejszyć ucisk.</p>	<p>CHUSTECZKA DO CZYSZCZENIA SKÓRY Przeznaczenie: Stosowana do oczyszczania skóry i obszaru wokół drobnych ran. Instrukcja użycia: Oczyszczyć ranę w kierunku od środka do zewnątrz, aby uniknąć ponownego przedostania się bakterii do rany. Po użyciu chusteczki do czyszczenia skóry należy wyrzucić. Ostrzeżenie! Wyłącznie do jednorazowego użytku. Wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Uniknąć kontaktu z oczami. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Użyć przed upływem terminu ważności.</p>	<p>PLASTRY OPATRUNKOWE Przeznaczenie: Do stosowania na drobnych ranach lub rozcięciach. Instrukcja użycia: Oczyszczyć ranę i skórę wokół niej. Umieścić opatrunek na ranie, kiedy skóra wyschnie. Wymienić plaster opatrunkowy co 24 godziny lub kiedy zamoknie. Ostrzeżenie! Wyłącznie do jednorazowego użytku. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Użyć przed upływem terminu ważności.</p>	<p>TRÓJKĄTNY BANDAŻ Ten trójkątny bandaż to wygodne nosidło wykonane z miękkich materiałów dla dodatkowego komfortu. Zapewnia to podparcie barku i ramienia, aby złagodzić ból i unieruchomić ramię.</p>	<p>PRZYKLEPIEC Przeznaczenie: Stosowana do unieruchamiania kompresów lub innych opatrunków medycznych. Instrukcja użycia: Użyć przyklejaka do unieruchomienia kompresów lub innych opatrunków medycznych. Nie nakładać przyklejaka zbyt ściśle. Ostrzeżenie! Wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie nakładać bezpośrednio na ranę lub zranioną skórę. Zdjąć przyklepiec, jeśli skóra legnie podrażnieniu i skonsultować z lekarzem.</p>
CZ	<p>ELASTICKÉ OBVADLO Určené použití: Používá se k udržení plynových kompresů nebo jiných lékařských krytí na místě nebo k fixaci plynových kompresů nebo jiných lékařských krytí. Návod k použití: Ovíněte obvaz kolem plynového kompresu nebo krytí. Nepoužívejte nadměrný tlak. Konec posuňte pod nižší vrstvy nebo k upevnění obvazu použijte lepicí pásku. Varování! Pouze k jednorázovému použití. Nestерilní. Skladujte na chladném a suchém místě. Nepoužívejte přímo na ránu nebo poraněnou kůži. V případě nepříjemných pocitů obvaz uvolněte a snižte tak tlak.</p>	<p>ČISTIČI UBROUSEK Určené použití: Používá se k vyčistění kůže a oblasti kolem menších poranění. Návod k použití: Aby se do rány nedostaly bakterie, čistěte ránu od středu směrem ven. Po použití čistící ubrousek zlikvidujte. Varování! Pouze k jednorázovému použití. Pouze k vnějšímu použití. Je-li obal poškozen, nepoužívejte. Zamezte vniknutí do očí. Skladujte na chladném a suchém místě. Použijte do data expirace.</p>	<p>NÁPLAST DĚLENÁ Určené použití: K použití na menší rány nebo pořezání. Návod k použití: Ránu a okolní kůži vyčistěte. Jakmile kůže oschne, umístěte polštářek na ránu. Dělenou náplast vyměňujte každých 24 hodin, nebo pokud zvlhne. Varování! Pouze k jednorázovému použití. Skladujte na chladném a suchém místě. Skladujte při teplotě do 25 °C. Je-li obal poškozen, nepoužívejte. Použijte do data expirace.</p>	<p>TRÓJÚHOLNÍ OBVAZ Tento trojúhelníkový obvaz je pohodlný popruh vyrobený z měkkých materiálů pro větší pohodlí. To poskytuje raměním a pažím podporu pro zmiňování bolesti a znehybnění paže.</p>	<p>LEPICÍ PÁSKA Určené použití: Používá se k fixaci kompresů nebo jiných lékařských krytí. Návod k použití: Lepicí pásku použijte k udržení kompresu nebo jiných lékařských krytí na místě. Lepicí pásku přilís neutahujte. Varování! Pouze k vnějšímu použití. Skladujte na chladném a suchém místě. Skladujte při teplotě do 25 °C. Uložte na místo chráněné před dětmi. Nepoužívejte přímo na ránu nebo poraněnou kůži. Dojde-li k podráždění kůže, pásku sejměte a poraďte se s lékařem.</p>
SK	<p>ELASTICKÝ OBVÁZ FIXAČNÝ Zamýšľané použitie: Dŕží alebo fixuje kompresy alebo iné zdravotnícke obvazy na mieste. Návod na použitie: Obvázom obviazťe kompres alebo obvaz. Neaplikujte príliš veľký tlak. Konec ovivnada umiestnite pod spodné vrstvy alebo ho zafixujte pomocou cievkovej textilnej náplasti. Varovanie! Len na jedno použitie. Nestерilní. Uchovávať na chladnom a suchom mieste. Neaplikujte priamo na ranu alebo poranenu pokožku. V prípade nepohodlia znížte tlak uvoľnením obvazu.</p>	<p>ČISTIACA UTIERKA Zamýšľané použitie: Čistenie pokožky a oblasti okolo menších rán. Návod na použitie: Ranu očistite zo stredu smerom von, aby ste do nej nezamiesli baktérie. Čistiacu utierku po použití vyhodte. Varovanie! Len na jedno použitie. Len na vonkajšie použitie. Ak je balenie poškodené, výrobok nepoužívajte. Zabráňte kontaktu s očami. Uchovávať na chladnom a suchom mieste. Použite pred dátumom spotreby.</p>	<p>NÁPLAST – PRŮŽKY Zamýšľané použitie: Aplikácia na menšie rany alebo poranenia. Návod na použitie: Očistite ranu a okolitú pokožku. Keď je pokožka suchá, umiestnite na ranu vankúšik náplasti. Prúžok náplasti vymeňte každých 24 hodín alebo v prípade, ak je mokrá. Varovanie! Len na jedno použitie. Uchovávať na chladnom a suchom mieste. Uchovávať pri teplote nižšej ako 25 °C. Ak je balenie poškodené, výrobok nepoužívajte. Použite pred dátumom spotreby.</p>	<p>TRÓJUHOLNÍKOVÝ OBVAZ Tento trojuholníkový obvaz je pohodlný popruh vyrobený z mäkkých materiálov pre väčšie pohodlie. To poskytuje podporu ramena a paží na zmiernenie bolesti a znehybnenie paže.</p>	<p>CIEVKOVÁ TEXTILNÁ NÁPLAŠŤ Zamýšľané použitie: Fixovanie kompresov alebo iných zdravotníckych obväzov. Návod na použitie: Cievkovú textilnú náplášť použijte na zariadenie kompresu alebo iného zdravotníckeho obväzu na mieste. Cievkovú textilnú náplášť neaplikujte príliš natesno. Varovanie! Len na vonkajšie použitie. Uchovávať na chladnom a suchom mieste. Uchovávať pri teplote nižšej ako 25 °C. Uchovávať mimo dosahu detí. Neaplikujte priamo na ranu alebo poranenú pokožku. Ak je pokožka podráždená, náplášť odstráňte a poraďte sa s lekárom.</p>
ES	<p>VENDA ELÁSTICA Uso previsto: Se utiliza para mantener en su lugar o fijar compresas u otros apósitos médicos. Instrucciones de uso: Desenrolle la veel vendaje envolviendo la compresa o el apósito. No aplique una presión excesiva. Coloque el extremo de tal manera que quede fijo debajo de las capas inferiores o utilice el esparadrapp para fijar el vendaje. ¡Advertencia! Para un solo uso. No esteril. Conservar en un lugar fresco y seco. No aplicar directamente sobre la herida o la piel lesionada. Suelte el vendaje para reducir la presión en caso de molestias.</p>	<p>TOALLITA LIMPIADORA Uso previsto: Se usa para limpiar la piel y el área alrededor de heridas menores. Instrucciones de uso: Limpia la herida desde el centro hacia afuera para evitar que penetren bacterias en la herida. Tire la toallita limpiadora desde el centro verso lesterno por utilizar e ingreso de bacterias. Smaltire la salvietta dopo l'uso. Attenzione! È un prodotto monouso. Solo per uso esterno. Non utilizzare se la confezione è danneggiata. Evitare il contatto con gli occhi. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Utilizzare entro la data di scadenza.</p>	<p>TIRITAS Uso previsto: Para su uso en heridas o cortes menores. Instrucciones de uso: Limpie la herida y la piel circundante. Coloque la almohadilla sobre la herida una vez la piel está seca. Reemplace la tirita cada 24 horas o cuando esté húmeda. ¡Advertencia! Para un solo uso. Conservar en un lugar fresco y seco. Almacenar a menos de 25 °C. No usar si el envase está dañado. Usar antes de la fecha de caducidad.</p>	<p>VENDA TRIANGULAR Este vendaje triangular es un cabestrillo cómodo hecho de materiales suaves para mayor comodidad. Esto proporciona soporte para el hombro y el brazo para aliviar el dolor e inmovilizar el brazo.</p>	<p>ESPARADRAPP Uso previsto: Se utiliza para fijar compresas u otros apósitos médicos. Instrucciones de uso: Utilice el esparadrapp para mantener la compresa u otro apósito médico en su lugar. No apriete demasiado el esparadrapp. ¡Advertencia! Solo para uso externo. Conservar en un lugar fresco y seco. Almacenar a menos de 25 °C. Mantener fuera del alcance de los niños. No aplicar directamente sobre la herida o la piel lesionada. Retire el esparadrapp si se le irrita la piel y consulte a un médico.</p>
IT	<p>BENDA ELASTICA Uso previsto: Utilizzata per tenere ferma o fissare garze o altre medicazioni. Istruzioni per l'uso: Arrotolare la benda attorno alla garza o alla medicazione. Non applicare una pressione eccessiva. Per fissare la benda, collocare l'estremità sotto gli strati inferiori o utilizzare del cerotto. Attenzione! È un prodotto monouso. Non sterile. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Non applicare direttamente sulla ferita o sulla cute danneggiata. In caso di fastidio, allentare la benda per ridurre la pressione.</p>	<p>SALVIETTA Uso previsto: Utilizzata per pulire la cute e l'area attorno a piccole ferite. Istruzioni per l'uso: Pulire la ferita dal centro verso l'esterno per evitare l'ingresso di batteri. Smaltire la salvietta dopo l'uso. Attenzione! È un prodotto monouso. Solo per uso esterno. Non utilizzare se la confezione è danneggiata. Evitare il contatto con gli occhi. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Utilizzare entro la data di scadenza.</p>	<p>CEROTTI Uso previsto: Da utilizzare su piccole ferite o tagli. Istruzioni per l'uso: Pulire la ferita e l'area cutanea circostante. Posizionare il tampone del cerotto sulla ferita dopo che la cute si sarà asciugata. Sostituire il cerotto ogni 24 ore o quando diventa umido. Attenzione! È un prodotto monouso. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Conservare a temperatura inferiore a 25 °C. Non utilizzare se la confezione è danneggiata. Utilizzare entro la data di scadenza.</p>	<p>BENDAGGIO TRIANGOLARE Questa benda triangolare è una comoda imbracatura realizzata con materiali morbidi per un maggiore comfort. Ciò fornisce supporto per spalle e braccia per alleviare il dolore e immobilizzare il braccio.</p>	<p>CEROTTO Uso previsto: Utilizzato per fissare le garze o altre medicazioni. Istruzioni per l'uso: Utilizzare il cerotto per tenere ferma garza o altre medicazioni. Non stringere troppo il cerotto durante l'applicazione. Attenzione! Solo per uso esterno. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Conservare a temperatura inferiore a 25 °C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non applicare direttamente sulla ferita o sulla cute danneggiata. In caso di irritazione cutanea, rimuovere il cerotto e consultare un medico.</p>
SE	<p>ÅVSEDD ANVÄNDNING: Används för att hålla kompresser eller andra medicinska förband på plats eller för att fixera kompresser eller andra medicinska förband. Bruksanvisning: Linda bandaget runt kompressen eller förbandet. Utsatt inte för hårt tryck. Placera änden under de nedre lagren eller använd den självhäftande tejen för att fixera bandaget. Varning! Endast för engångsbruk. Ikke steril. Förvara på en sval och torr plats. Applicera inte direkt på såret eller skadad hud. Släpp bandaget för att minska trycket vid obehag.</p>	<p>RENGÖRINGSVORKA Åvsedd användning: Används för att rengöra huden och området runt mindre sår. Bruksanvisning: Rengör såret från mitten och utåt för att undvika att få in bakterier i såret. Släng rengöringsvorken efter användning. Varning! Endast för engångsbruk. Endast för extern användning. Använd inte om förpackningen är skadad. Undvik kontakt med ögonen. Förvara på en sval och torr plats. Använd före utgångsdatum.</p>	<p>PLASTERSTRIPS Intended use: To be used on minor wounds or cuts. Instruction for use: Clean the wound and the surrounding skin. Position the wound pad at the wound after the skin is dry. Replace the plaster strip every 24 hours or when it is wet. Warning! For single use only. Store in a cool and dry place. Store below 25 °C. Do not use if the package is damaged. Use before the expiry date.</p>	<p>TREANGULÄRT FÖRBINDELSE Detta triangulära bandage är en bekväm sele gjord av mjuka material för extra komfort. Detta ger axel- och armbåstöd för att lindra smärta och immobilisera armen.</p>	<p>TEJIP Åvsedd användning: Används för att fixera kompresser eller andra medicinska förband. Användningsinstruktion: Använd den självhäftande tejen för att hålla kompressen eller annat medicinskt förband på plats. Applicera inte den självhäftande tejen för hårt. Varning! Endast för extern användning. Förvara på en sval och torr plats. Förvaras under 25 °C. Håll borta från barn. Applicera inte direkt på såret eller skadad hud. Ta bort tejen om huden blir irriterad och kontakta en läkare.</p>


1 X SCISSORS




3 X PIN 38MM



2 X VINYL GLOVES



1 X SAFE KISS



UK

SCISSORS
Intended use: Used to cut bandages, gauze, dressings or other small first aid devices.
Warning! Keep away from children.

SAFETY PIN
not medical device

VINYL GLOVES
Intended use: Wash your hands thoroughly with soap and water before putting on the gloves. Inspect the gloves for any signs of damage, such as holes or tears. If you find any damage, discard the gloves and use a new pair. Put on the gloves one at a time, starting with the dominant hand. Pull the glove over your hand and wrist, making sure that it is snug but not too tight. Repeat step 3 with the non-dominant hand. To remove the gloves, start by pulling back the cuff of the glove on the dominant hand. Peel the glove off your hand, turning it inside out as you go.

SAFE KISS
Intended use: Mouth-to-mouth resuscitation mask, for single use. Instruction for use: Completely clear the airway, place one hand on the forehead and 2 fingers of your other hand under the tip of the chin. Tilt the head back slightly. Place the mask on the patient's mouth and keep the nose closed. Ventilate twice through the patient's mouth and check the victim's breathing. Alternate ventilation with cardiac compression in a rhythm of 2 breaths and 30 cardiac compressions.

DE

SCHERE
Verwendungszweck: Zum Schneiden von Bandagen, Mullkompressen, Verbänden oder anderen kleinen Erste-Hilfe-Vorrichtungen.
Warnung! Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

SICHERHEITSNADEL
Kein Medizinprodukt.

VINYLHANDSCHUHE
Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife, bevor Sie die Handschuhe anziehen. Überprüfen Sie die Handschuhe auf Anzeichen von Beschädigungen, wie Löcher oder Risse. Wenn Sie eine Beschädigung feststellen, entsorgen Sie die Handschuhe und verwenden Sie ein neues Paar. Ziehen Sie die Handschuhe nacheinander an, beginnend mit der dominanten Hand. Ziehen Sie den Handschuh über Ihre Hand und Ihr Handgelenk und achten Sie darauf, dass er gut sitzt, aber nicht zu eng ist. Wiederholen dies dann mit der nicht-dominanten Hand. Um die Handschuhe auszuziehen, ziehen Sie zunächst die Manschette des Handschuhs an der dominanten Hand zurück. Ziehen Sie den Handschuh von Ihrer Hand ab und drehen Sie ihn dabei auf links.

MUND-ZU-MUND MASKE
Bestimmungsgemäße Verwendung: Mund-zu-Mund-Beatmungsmaske, zum einmaligen Gebrauch. Anweisung zur Verwendung: Machen Sie die Atemwege vollständig frei, legen Sie eine Hand auf die Stirn und 2 Finger der anderen Hand unter die Kinnspitze. Neigen Sie den Kopf leicht nach hinten. Setzen Sie die Maske auf den Mund des Patienten und halten Sie die Nase geschlossen. Atmen Sie zweimal durch den Mund des Patienten und überprüfen Sie die Atmung des Opfers. Wechseln Sie die Beatmung mit der Herzdruckmassage in einem Rhythmus von 2 Atemzügen und 30 Herzdruckmassagen ab.

FR
BE

CISEAUX
Utilisation prévue : Utilisés pour couper des bandes, des gazes, des pansements ou d'autres petits dispositifs de premiers secours.
Attention ! A conserver hors de portée des enfants.

Épingles à nourrice
N'est pas un dispositif médical.

GANTS EN VINYLE
Utilisation prévue : Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon avant d'enfiler les gants. Inspectez les gants pour détecter tout signe de détérioration, comme des trous ou des déchirures. Si vous trouvez des dommages, jetez les gants et utilisez une nouvelle paire. Enfilez les gants un par un, en commençant par la main dominante. Tirez le gant sur votre main et votre poignet, en veillant à ce qu'il soit bien ajusté, mais pas trop serré. Répétez l'étape 3 avec la main non dominante. Pour retirer les gants, commencez par tirer la manchette du gant de la main dominante vers l'arrière. Retirez le gant de votre main en le tournant à l'envers.

SAFE KISS
Utilisation prévue : Masque de réanimation bouche-à-bouche, à usage unique. Mode d'emploi : Dégagez complètement les voies respiratoires Placez une main sur le front et 2 pouces de l'autre main sous la pointe du menton. Inclinez légèrement la tête vers l'arrière. Placez le masque sur la bouche du patient et maintenez le nez fermé. Ventilez deux fois par la bouche du patient et vérifiez la respiration de la victime. Alternez ventilation et compression cardiaque au rythme de 2 respirations et 30 compressions cardiaques.

NL
BE

SCHAAR
Beoogd gebruik: Te gebruiken voor het knippen van verbanden, gaasjes, kompressen of andere eerste hulp middelen.
Waarschuwing! Buiten bereik van kinderen houden.

VEILIGHEIDSSPELD
Geen medisch hulpmiddel.

VINYL HANDSCHOENEN
Beoogd gebruik: Was uw handen grondig met water en zeep voordat u de handschoenen aantrekt. Controleer de handschoenen op tekenen van beschadiging, zoals gaten of scheuren. Als u schade aantreft, gooi de handschoenen dan weg en gebruik een nieuw paar. Doe de handschoenen één voor één aan, te beginnen met de dominante hand. Trek de handschoen over uw hand en pols en zorg ervoor dat deze strak zit, maar niet te strak. Herhaal deze stap met de niet-dominante hand. Om de handschoenen uit te trekken, trek u eerst de manchet van de handschoen op de dominante hand naar achteren. Trek de handschoen van uw hand en keer hem binnenste buiten.

SAFE KISS
Beoogd gebruik: Mond-op-mondbeademingsmasker, voor eenmalig gebruik. Gebruiksaanwijzing: Maak de luchtweg volledig vrij. Plaats één hand op het voorhoofd en 2 vingers van uw andere hand onder de punt van de kin. Kantel het hoofd iets naar achteren. Plaats het masker op de mond van de patiënt en houd de neus gesloten. Beadem twee keer door de mond van de patiënt en controleer de ademhaling van het slachtoffer. Wissel beademing af met hartmassage in een ritme van 2 ademhalingen en 30 hartmassage.

PL

NOŻYCYKI
Przeznaczenie: Stosowane do cięcia bandażu, gazy, opatrunków lub innych małych wyrobów pierwszej pomocy.
Ostrzeżenie! Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

AGRAFKA
To nie jest urządzenie medyczne, służy wyłącznie do użytku promocyjnego.

RĘKAWICZKI WINYLOWE
Przeznaczenie: Przed założeniem rękawiczek należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem. Należy sprawdzić, czy rękawiczki nie noszą śladów uszkodzeń mechanicznych, takich jak dziury lub rozdzarcia. W przypadku uszkodzonych rękawiczek, należy zutilizować je i użyć nowej pary. Rękawiczki należy zakładać pojedynczo, zaczynając od ręki dominującej. Rękawiczki naciągamy na dłoń i nadgarstek, upewniając się, że są dobrze dopasowane, ale nie zbyt ciasne. Aby zdjąć rękawiczki, należy zacząć od odciągnięcia mankietu rękawiczki na dłoń dominującej. Rękawiczki ściągamy z dłoni wywracając je na lewą stronę.

MASECZKA DO RESUSCYTACJI
Przeznaczenie: Maseczka do resuscytacji metodą usta-usta, do jednorazowego użytku. Instrukcja użycia: Najpierw należy całkowicie udzielić drogi oddechowej. Umieszczamy jedną dłoń na czole, a 2 palce drugiej dłoni pod czubkiem brody, oraz lekko odchyłamy głowę do tyłu. Następnie umieszczamy maskę na ustach poszkodowanego i zatknijmy nos. Następnie wykonujemy dwa oddechy przez usta poszkodowanego oraz sprawdzamy jego oddech. Należy naprzemiennie prowadzić wentylację (oddech przez usta) i uciskać klatkę piersiową w rytmie 2 wdechy na 30 uciśnień klatki piersiowej.

CZ

NŮŽKY
Určené použití: Používají se ke stříhání obvazů, gázy, krytí na rány nebo jiných drobných prostředků první pomoci.
Varování! Uložte na místo chráněné před dětmi.

BEZPEČNOSTNÍ SPONNA
Nejedená se o zdravotnický prostředek.

VINYLOVÉ RUKAVICE
Určené použití: Před nasazením rukavic si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem. Zkontrolujte, zda rukavice nevykazují známky poškození, například díry nebo nadržení. Pokud zjistíte jakékoli poškození, rukavice vyhodte a použijte nový pár. Rukavice si nasazujte postupně, začněte dominantní rukou. Přetáhněte si rukavici přes ruku a zápěstí a ujistěte se, že je těsná, ale ne příliš. Krok 3 opakujte s nedominantní rukou. Chcete-li rukavice sundat, začněte tím, že stáhnete manžetu rukavice na dominantní ruce. Sundejte rukavici z ruky a otočte ji naruby.

RESUSCITAČNÍ MASKA
Určené použití: Masky pro resuscitaci z úst do úst, pro jednorázové použití. Návod k použití: uvolněte dýchací cesty, jednu ruku položte na čelo a 2 prsty druhé ruky pod špičku brady. Mírně zakloňte hlavu pacienta dozadu. Nasadte masku na ústa pacienta a držte nos zavřený. Dvakrát vdechněte vzduch ústami pacienta a zkontrolujte dýchání. Strídajte ventilaci se srdečními kompresemi v rytmu 2 věšchů a 30 středních kompresí.

SK

NOŽNICE
Zamýšľané použitie: Strihanie obväzov, gázy, obväzov alebo iných malých materiálov prvej pomoci.
Varovanie! Uchovávajte mimo dosahu detí.

BEZPEČNOSTNÁ SPONNA
Nejedená sa o zdravotnícky prostriedok.

VINYLOVÉ RUKAVICE
Určené použitie: Pred nasadením rukavic si dôkladne umyte ruky vodou a mydlom. Zkontrolujte, či rukavice nevykazujú známky poškodenia, napríklad diery alebo nadrženia. Pokiaľ zistíte akékoľvek poškodenie, rukavice vyhodte a použijte nový pár. Rukavice si nasadzujte postupne, začnite dominantnou rukou. Pretiahnite si rukavicu cez ruku a zápästie a uistite sa, že je tesná, ale nie príliš. Krok 3 opakujte s nedominantnou rukou. Ak chcete rukavice zložiť, začnite tým, že stiahnete manžetu rukavice na dominantnú ruku. Zložte rukavicu z ruky a otočte ju naruby.

RESUSCITAČNÁ MASKA
Určené použitie: Masky na resuscitáciu z úst do úst, na jednorázové použitie. Návod na použitie: uvoľnite dýchacie cesty, jednu ruku položte na čelo a 2 prsty druhej ruky pod špičku brady. Mierne zakloňte hlavu pacienta dozadu. Nasadte masku na ústa pacienta a držte nos zatvorený. Dvakrát vdychnite vzduch ústami pacienta a skontrolujte dýchanie. Striedajte ventiláciu so srdcovou kompresiou v rytme 2 vdychov a 30 srdcových kompresí.

ES

TIJERAS
Usó previsto: Se usan para cortar vendajes, gasas, apósitos u otros pequeños materiales de primeros auxilios.
(Advertencial) Mantener fuera del alcance de los niños.

IMPERDIBLE
No es un dispositivo médico.

GUANTES DE VINILO
Usó previsto: Lavar bien las manos con agua y jabón antes de ponerse los guantes. Inspecciona los guantes para detectar cualquier signo de daño, como agujeros o desgarros. Si encuentras algún daño, desecha los guantes y utiliza un par nuevos. Ponte los guantes de uno en uno, empezando por la mano dominante. Tira del guante sobre la mano y la muñeca, asegurándote de que queda ceñido pero no demasiado apretado. Repite el paso 3 con la mano no dominante. Para quitarlos los guantes, empieza tirando hacia atrás del puño del guante de la mano dominante. Desprende el guante de la mano, volviéndolo del revés a medida que avanza.

MÁSCARA BOCA A BOCA
Usó previsto: Mascarilla de reanimación boca a boca, de un solo uso. Instrucciones de uso: Despeja completamente las vías respiratorias Coloca una mano sobre la frente y 2 dedos de la otra mano bajo la punta de la barbilla. Inclina ligeramente la cabeza hacia atrás. Coloca la mascarilla en la boca del paciente y mantén la nariz cerrada. Ventila dos veces por la boca del paciente y comprueba la respiración de la víctima. Alterna la ventilación con compresiones cardíacas a un ritmo de 2 respiraciones y 30 compresiones cardíacas.

IT

FORBICI
Usó previsto: Usate per tagliare bende, garze, medicazioni o altri piccoli dispositivi di primo soccorso.
Attenzione! Tenere fuori dalla portata dei bambini.

SPILLA DI SICUREZZA
Non è un dispositivo medico.

GUANTI IN VINILE
Usó previsto: Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone prima di indossare i guanti. Ispezionare i guanti per individuare eventuali segni di danni, come buchi o strappi. Se ci sono dei danni, scartare i guanti e utilizzarne un paio nuovo. Indossare i guanti uno alla volta, iniziando dalla mano dominante. Tirare il guanto sulla mano e sul polso, assicurandosi che sia aderente ma non troppo. Ripetere il passo 3 con la mano non dominante. Per togliere i guanti, iniziare tirando indietro il polsino del guanto della mano dominante. Sfilare il guanto dalla mano, girandolo al rovescio.

SAFE KISS
Usó previsto: Maschera di rianimazione bocca a bocca, monouso. Istruzioni per l'uso: Liberare completamente le vie respiratorie Posizionare una mano sulla fronte e 2 dita dell'altra mano sotto la punta del mento. Inclinare leggermente la testa all'indietro. Posizionare la maschera sulla bocca del paziente e tenere il naso chiuso. Ventilare due volte attraverso la bocca del paziente e controllare la respirazione della vittima. Alternare la ventilazione con la compressione cardiaca a un ritmo di 2 respiri e 30 compressioni cardiache.

SE

SAX
Avsedd användning: Används för att klippa bandage, gasväv, förband eller andra små första hjälpen-årcordningar. Varning! Håll borta från barn.

SÄKERHETSNADEL
Ej medicinteknisk produkt.

VINYLHANDSKAR
Avsedd användning: Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten innan du tar på dig handskarna. Inspektera handskarna efter tecken på skador, t.ex. hål eller revor. Om du hittar några skador ska du kassera handskarna och använda ett nytt par. Ta på dig handskarna en i taget och börja med den dominerande handen. Dra handskan över handen och handleden och se till att den sitter åt ordentligt men inte för hårt. Upprepa steg 3 med den ickedominanta handen. För att ta av handskarna börjar du med att dra tillbaka manschettens på handskan på den dominerande handen. Dra av handskan från handen och vänd den ut och in under tiden.

MUN MOT MUN-MASK
Avsedd användning: Mun-mot-mun-mask för återupplivning, för engångsbruk. Instruktion för användning: Töm luftvägarna helt. Placera en hand på pannan och med den andra handen, 2 fingrar under nakspetsen. Luta huvudet något bakåt. Placera masken på patientens mun och håll näsan stängd. Ventilera två gånger genom patientens mun och kontrollera andningen. Varva ventilation med hjärtkompressioner i en rytm av 2 andningsgångar och 30 hjärtkompressioner.